

Dentist Information System



NEKLEPAT CZ

DOKUMENTACE



CompuGroup Medical

Synchronizing Healthcare

Systém Neklepat.cz slouží pro digitální řízení fronty pacientů v čekárně.

K čemu to slouží a jak to prakticky funguje?

- 1. V čekárně je nainstalováno zařízení pro čtení kartiček zdravotních pojišťoven.
- 2. Pacient po příchodu čekárny vloží do čtečky svou kartičku pojišťovny, čímž se zařadí do fronty pacientů v programu.
- 3. Máte přehled kdo a v jakém pořadí do čekárny dorazil.
- 4. Vidíte, jak dlouho pacient v čekárně již sedí.
- 5. Pokud máte verzi čtečky s displejem, vidíte i z jakého důvodu dorazil (ty si můžete volitelně definovat).
- 6. Jestliže se pacient nenachází v kartotéce, jednoduše lze založit nová karta bez přepisování údajů.
- 7. Používáte-li kalendář, automaticky dojde ke spárování objednávky a příchodu pacienta máte tedy informaci, že objednaný pacient již dorazil.

1 Nastavení programu NEKLEPAT

Doporučujeme, aby instalaci a nastavení provedl technik z NEKLEPAT. Pro pokročilé uživatele uvádíme postup zprovoznění.

- 1. Nejprve je nutné nainstalovat instalační balíčky samotný program NEKLEPAT a databázi Firebird. Instalační balíčky jsou k dispozici zde.
- Poznámka: Pro správné fungování musí být nainstalován i CGM Server.
- 2. Spusťte program NEKLEPAT, klikněte v levém horním rohu na menu a vyberte volbu Nastavení čtečky. Zde klikněte na ikonu lupy, která automaticky vyplní IP adresu a MAC adresu zařízení. Poté zavřete nastavení čteček.
- 3. V levém horním rohu klikněte na ikonu nastavení a z kontextové nabídky vyberte možnost Nastavení. Doporučujeme nastavit viz. obrázek:

Nastavení 🛛 🗶								
Úložiště dat								
Ukládat data v databázi Firebird 🛛 🗸 🗱								
Zoom fontu ve frontě (100%)								
Typ programu								
CGM plná integrace v								
Server Port								
localhost 12382								
✓ Použít CGM server								
Neklepat.cz © eHOUSE SERVICES, s.r.o.								

4. Nyní je možné provést vložení první kartičky do zařízení. Je-li zařízení připraveno a propojeno, je to signalizováno zeleným puntíkem a ikonou. Výsledek by měl vypadat následovně:

📃 🤌 12 43 po 18	5. leden 🛛 📥 苯								
Čekárna <									
✓ 🖬 🖡 •	FRONTA (1)								
GRAUBNER PETR									
	✓ @ m								
√	ZPRACOVÁNO (0)								
zde je prázdno									
\$	ODSTRANĚNO (0) ŠPATNĚ NAČTENO (0)								
Neklepat.cz (1.0.0.20)	© eHOUSE SERVICES, s.r.o.								

5. Nyní můžete provést nastavení v samotném programu DENTIST+, viz další kapitola.

2 Nastavení NEKLEPAT v DENTIST+

V programu **DENTIST+** se musí provést spárování a odeslání konfigurace (v případě čtečky s displejem je zde možné nakonfigurovat vlastní tlačítka).

Vyberte menu **Nastavení > Neklepat > Konfigurace čteček** a zde klikněte na ikonu ③. Na konci řádku MAC adresa čtečky karet klikněte na ikonu [+] a ze seznamu připojených zařízení vyberte vaši čtečku. Dále vyplňte Název čtečky a volitelně pole Poznámka.

Máte-li čtečku s displejem, je možné nadefinovat vlastní tlačítka. Tlačítku lze definovat, do které fronty patří a přiřadit typ návštěvy. Není-li fronta definována, pacient se bude zobrazovat ve všech frontách, než dojde k jeho zařazení do konkrétní fronty.

Po definici čtečky klikněte na tlačítko [OK] a [Zavřít]. Automaticky se nabídne odeslání konfigurace, hlášení potvrďte

tlačítkem **[Ano]**. Ruční odeslání konfigurace lze provést ikonou ikonou hebo přes menu **Nastavení > Neklepat > Odeslat** konfiguraci do čteček.

Je-li čtečka s displejem, zobrazí se na něm vámi definovaná tlačítka.

3 Ovládání

Neklepat je integrováno přímo do funkce Fronty pacientů. Tu lze vyvolat v hlavním okně programu ikonou **Pacient**i klávesovou zkratkou **>>F12**, případně ze seznamu **Pacienti > Fronta pacientů**.

Jakmile pacient vloží kartičku do zařízení čtečky, ve funkci Fronta programu **DENTIST**+ se zobrazí v nový řádek s jeho údaji v sekci "Údaje z Neklepat" (na obrázku v červeném obdélníku). Údaje se automaticky obnovují na základě nastavení fronty (obvykle 15s).

Pokud se pacienta podaří dohledat v kartotéce, je zobrazený se zeleným pozadím, v opačném případě je zobrazen s červeným vykřičníkem.

NEKLEPAT.CZ

6					Fronta	a 'Čekár	na M	UDr.	Zoubek'	ze dne: '15. 1. 2	018'		⇔ &		×
Záznam Iabulka Jiné															
<u>8</u> =	•		₽ ₽	70) ××			-	- 🕹	Záznamy ze dn	e: 15. 1.	2018			
	Pořadí	Stav	Jméno a příjme pacienta	ní	Číslo pojištěn	ce	Kód ZP	Sta	Objednaný	Objednán na	Čas +/-	Přítomný	Příchod	Typ návštěvy	V č
	1	Náš	Andrea Frančov	á			211	0	✓	12:00			11:54		
	2	Náš	Jana Čermákov	á			111	0	✓	13:00			12:58		
	3	Náš	Jamila Janovsk	á			111		✓	13:59					
	4	Náš	Petr Graubner				111		✓	15:00		✓	14:53		
	5	Náš	Jan Pokusný				111	\odot	✓	16:00	5m	✓	16:04		
<															>
4/5		-			_	_	_	-							
Údaje z Neklepat 🌓 😑 🔍 💷 🐁 🖾 👯										1					
	Má kartu		Čas příchodu	Typ návštěv tlačítku	/y na	Číslo pojištěce	•		Jméno	Příjmen í	Datum narozen í	Kóc poji	d Platnost šťovny kartičky		
•	🥑 Evid	ovaný	16:05					P	ETR	GRAUBNER		111	🥏 31.0	8.2024	
L															J
1/1															
💌 Da	Data była aktualizována: 16:05:38														

Základní operace nad Údaji z Neklepat

▶ - (klávesová zkratka CTRL+R) - Přenese údaje z Neklepat do fronty. Pokud má pacient objednávku, automaticky k ní připíše čas příchodu a nastaví stav na Čekající. Jestliže jsou získány údaje, které nejsou zatím uloženy, zobrazí se porovnávací formulář, kde můžete všechna data přepsat nebo aktualizovat jen vybrané.

😑 - (klávesová zkratka CTRL+Del) - Smaže údaj z Neklepat - jako kdyby pacient kartičku do čtečky nevložil.

Ize jednoduše jeho karta založit na základě získaných informací z kartičky.

📰 - Otevře kartu daného pacienta.

Sevente definováno více front, přesune pacienta do Údajů z Neklepat pro frontu jiného lékaře. Neproběhne přesunutí do fronty (tedy do horní časti obrazovky).

o Otevře snímek kartičky ze čtečky. Pokud Neklepat nedokázalo kartičku přečíst nebo jsou některé údaje nečitelné, můžete si zobrazit snímek a provést ruční kontrolu.